



### Wir bieten Ihnen an:

**Geprüfte Undurchlässigkeit  
gegen NORO-Viren  
und MRSA!**

## Schutzbezüge für Ihre Matratzen, Kissen und Oberbetten.

Unsere Schutzbezüge sind absolut dicht gegen Flüssigkeiten, Milbenallergene, Bakterien und Viren. **Jetzt auch geprüfte Undurchlässigkeit gegen NORO-Viren und MRSA.** Alle Schutzbezüge sind hygienisch dicht, atmungsaktiv, hoch elastisch, PVC- und Latexfrei, raschel- und knisterfrei – darüber hinaus pflegeleicht und extrem haltbar.


Die Schutzbezüge sind waschbar bei 95° C und für den Trockner geeignet. Schwer entflammbar nach DIN EN ISO 12952-1.

Material: 67% Polyester, 33% Polyurethan

### Modelle:

**Modell 5100**

Unterseite




#### Matratzen-Schutzbezug Modell 5100

Befestigung an der Matratze durch 4 über Eck genähte Gummizüge.

**Modell 5200**

Unterseite



#### Matratzen-Schutzbezug Modell 5200

Der 3/4 Bezug. Schützt die Oberseite der Matratze und alle Seitenflächen. Die Befestigung erfolgt durch Einstecktaschen an Kopf- und Fußende sowie über 2 Quer-Gummizüge mit Klettverschluss.

**Modell 5300**



#### Matratzen-Schutzbezug Modell 5300

Der Rundumbezug mit Reißverschluss über 2 Seiten

**Modell 5400**



#### Kissen-Schutzbezug Modell 5400

Der Bezug mit Reißverschluss oder Klettverschluss. In allen Größen erhältlich.

**Modell 5600**



#### Bettdecken-Schutzbezug Modell 5600

Für den Hochallergiker und in der Psychosomatik. In allen Größen erhältlich.

**In allen  
Größen  
erhältlich.**

## Fax-Antwort an: 0049 (0)74 32 – 61 40

Für Rückfragen oder telefonische Anfragen: 0049 (0)74 32 – 94 10 04

**Matratzenreinigung Baur**  
Breslauer Str. 35, D-72461 Albstadt  
Mobil: 0049 (0) 172 - 76 90 86 2  
anton.baur@matratzenreinigung-baur.de  
www.matratzenreinigung-baur.de

**Bitte senden Sie uns ein unverbindliches Angebot über:**

Stück	Modell	Maße (Länge x Breite x Höhe)
	Matratzen-Schutzbezug Modell 5100	
	Matratzen-Schutzbezug Modell 5200	
	Matratzen-Schutzbezug Modell 5300	
	Kissen-Schutzbezug Modell 5400	
	Bettdecken-Schutzbezug Modell 5600	

Kein Verrutschen der Matratzenschutzbezüge, da diese passgenau gefertigt werden. Bei Bestellung bitte Länge, Breite und Höhe angeben.